

Anleitung — Wassertest Legionellen

Du nimmst eine Warmwasser-Probe und sendest sie gekühlt an unser Partnerlabor. Dort werden Legionellen im Kulturverfahren bestimmt. Den verständlich aufbereiteten Laborbericht mit Einordnung am technischen Maßnahmenwert der Trinkwasserverordnung bekommst du per E-Mail.

Wichtig: Lege den Kühlakku direkt nach Erhalt des Kits für mindestens 24 Stunden ins Gefrierfach. Nimm die Probe am Montag oder Dienstag und gib das Paket noch am selben Tag bei DHL ab — nur gekühlt und zeitnah analysiert bleibt das Ergebnis aussagekräftig.

1 Test-Kit auspacken

Sterile Probenflasche (150 ml), Kühlakku und bebilderte Anleitung bereitlegen. Kühlakku einfrieren.

2 Warmwasser-Probe entnehmen

Fülle die Probenflasche gemäß der beiliegenden Anleitung an der Entnahmestelle, die du wirklich nutzt (z. B. Dusche oder Wasserhahn). Hahn ganz auf warm, kein Mischwasser. Flasche fest verschließen.

3 Beschriften & Protokoll ausfüllen

Beschrifte die Probenflasche mit deinem Probencode (steht in deiner E-Mail) und der Entnahmestelle. Fülle das Probenahmeprotokoll aus — es kommt mit ins Paket.

4 Gekühlt einsenden

Lege Flasche, gefrorenen Kühlakku und das ausgefüllte Protokoll in die Verpackung, klebe den Rücksendeschein auf und gib das Paket bei einer DHL-Annahmestelle ab.

5 Ergebnis erhalten

Die Legionellen-Kultur braucht ihre Zeit: ca. 10–14 Tage nach Probeneingang senden wir dir den Laborbericht mit Einordnung und Handlungsempfehlungen per E-Mail.

Tipps

- Probenahme und Versand am besten montags oder dienstags — so ist die Probe sicher vor dem Wochenende im Labor.
- Öffne die sterile Probenflasche erst unmittelbar vor der Entnahme und berühre die Innenseite von Flasche und Deckel nicht.
- Die genaue Entnahme-Technik zeigt dir die bebilderte Anleitung im Test-Kit.

Fragen zur Probenahme oder zum Versand? Schreib uns jederzeit an support@silberkraft.com — wir helfen dir gern.